

TESTINE



Questa versatilità consente una **manutenzione rapida e ottimale**, permettendo di intervenire tecnicamente in caso di necessaria assistenza, sostituendo la testina danneggiata, senza interrompere il lavoro. Il cuscinetto anteriore antiusura, progettato con una boccia di rinforzo integrata, assorbe le sollecitazioni durante l'utilizzo, garantendo sempre la concentricità del rotore.

CODICE PRODOTTO	SL611C	SL621C	SL680C	SL631C	SL633Y	SL621P	SL653C
Indicazioni	STANDARD	STANDARD	STANDARD	CHIRURGIA	ENDODONZIA	PROFILASSI	PROFILASSI
Codice compatibile Kavo®	68LH/LDN	67LH	80LD-L80	CL3	3LDSY-L3Y	31LR-L31	53LDN-L53
Velocità max. (RPM)	40000	20000	40000	10000	5000	3000	3000
Tipo di movimento	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	UP/DOWN 0,4 mm	STANDARD	TWIST 60°
Diametro testa (mm)	9,5	9,5	9,4	9,8	9,8	8	9,45
Altezza testa (mm)	11,6	11,6	9,5	10	9,9	7,95	9,5
Diametro fresa (mm)	2,334/2,350	2,334/2,350	1,6	2,334/2,350	3,5/4 (ENDO)	SNAP-ON	2,334/2,350



COMPATIBILI
CON TESTINE
KAVO® INTRA



CUSCINETTO
ANTERIORE
ANTIUSURA

Le testine Ivory montate sui contrangoli Silk Line per profilassi ed endodonzia, grazie alle dimensioni ridotte, consentono un accesso semplificato nei quadranti posteriori e al sito di preparazione. Le testine sono compatibili con tutti i tipi di angoli Ivory e Kavo®.

Con il serraggio rotostop, **le testine possono essere estratte e sostituite** in modo semplice e veloce su tutta la linea per profilassi, a seconda del rapporto di riduzione desiderato.



Testina
REF. SL611C

Testina
REF. SL621C

Testina
REF. SL680C

Testina
REF. SL631C

Testina
REF. SL633Y

Testina
REF. SL653C

Testina
REF. SL621P